



Suggestion d'emplacement Salopette e.s.motion DIY		Dimensions standard (largeur x hauteur en cm)		
N°	Emplacement	Broderie directe	Emblème à broder	Impression par transfert
48	Poche de pantalon à gauche	—	10 x 3	10 x 3
49	Haut de la cuisse à gauche à la verticale	3 x 22	—	5 x 25
52	Rabat de la poche de cuisse à gauche	10 x 2	10 x 2	—
54	A gauche au-dessus du genou	—	5 x 5	5 x 5
55	Rabat de la poche protège-genoux à gauche	10 x 2	10 x 2	10 x 2
56	Tibia gauche	—	—	5 x 10
58	Haut de la cuisse à droite à la verticale	3 x 22	—	10 x 25
59	Poche de pantalon en bas à droite	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
60	A droite au-dessus du genou	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
61	Rabat de la poche protège-genoux à droite	10 x 2	10 x 2	10 x 2

Suggestion d'emplacement Salopette e.s.motion DIY		Dimensions standard (largeur x hauteur en cm)		
N°	Emplacement	Broderie directe	Emblème à broder	Impression par transfert
62	Tibia droit	—	—	5 x 10
66	Poche arrière gauche	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
68	Mollet gauche	—	—	5 x 25
70	Poche arrière droite	—	10 x 5	10 x 5
71	Rabat de la poche arrière droite	10 x 2	10 x 2	10 x 2
72	Mollet droit	—	—	5 x 25
74	Poche de bavette	10 x 4,5 ^{a)}	10 x 5	10 x 5
75	Au-dessus de la poche de bavette	10 x 2	10 x 2	10 x 2
77	Pièce de raccordement des bretelles de salopette	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
126	Sur le tibia gauche, en parallèle de la couture	—	—	6 x 20
127	Sur le tibia droit, en parallèle de la couture	—	—	6 x 20

^{a)} Positionnement possible uniquement à partir de la taille 48, 102.